

業務用 トイレ用合成洗剤

LION

メディプロ

除菌
ウイルス除去*

消臭

トイレクリーナー

Toilet cleaner

医療施設用



トイレの洗浄、
除菌はもちろん
ウイルス除去*
消臭までこれ一本。

やすらぐ
ホワイト
フローラル
の香り



5L

トイレ中を清掃できる泡スプレータイプ



便器・便座・タンク



トイレの床・壁



手洗い場など



別売りの『施設用洗剤
つめかえ用泡スプレー容器』に
つめかえてお使いください。

※ 全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。

ライオンハイジーン株式会社

業務用 トイレ用合成洗剤

LION

商品特長

メディプロ トイレクリーナー Toilet cleaner




除菌
ウイルス除去*

消臭

1 洗浄+除菌・ウイルス除去※!


『アルカリ成分』と『2つのカチオン成分』により、汚れだけでなく、菌とウイルスを除去※します。

●除菌試験



【試験方法】 菌を接種した試験担体にメディプロトイレクリーナーを接触、5分後の残存菌数を測定。(試験はモデル系で実施/微生物学微生物研究センター調べ)

●ウイルス除去試験




【試験方法】 ウイルスをメディプロトイレクリーナー又は市販のトイレ用洗剤に接種、5分後の残存ウイルス数を測定。(試験はモデル系で実施/当社調べ)




2 ホワイトフローラルの香りで尿臭と便臭をすっきり消臭!

『臭気バールテクノロジー』の力で、穏やかな香りが悪臭を包み込み、気になる尿臭と便臭を消臭します。

●臭気バールテクノロジー (イメージ図)



●消臭試験



【評価基準】
5点: 強烈なおい
4点: 強いおい
3点: 楽に感知できるおい
2点: 何のおいであるかわかる弱いおい
1点: やっと感知できるおい
0点: 悪臭物質が感知できない

【試験方法】 モデル悪臭物質をメディプロトイレクリーナーまたは市販のトイレ用洗剤で処理、処理後のモデル悪臭物質の臭気強度を官能にて評価。(当社調べ)

(用途)

便器、便座、タンク、床等の洗浄・除菌・ウイルス除去*

(使えないもの)

白木などの水がしみこむ材質、アルミ、銅、しんちゅう、大理石などの石材、皮革、ワックス処理した床

(注意するもの)

一部の便座、床、壁、塗装面では、変色・変質する場合がありますので、目立たない部分で試してから使う。

(使用方法)

- 便器内の洗浄: スプレーして柄付きブラシ等でこすり、水で流す。
- 便座・タンク・床の洗浄: スプレーして、乾いた布で拭きとる。

▶ 除菌・ウイルス除去※する場合

- 除菌・ウイルス除去したい部分に液がかかるようスプレーし、5分後に水で流す。水で流せない部分は、乾いた布で拭きとる。

*全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。

■梱内容

品名	容量	梱入数	寸法(mm)		重量(kg)		個装材質	JANコード
			個装	外装	個装	外装		
メディプロ トイレクリーナー	5L	2本	幅 204 高さ 296 奥行 130	幅 280 高さ 315 奥行 215	5.2	11.0	ボトル:PE キャップ:PE ラベル:PE	4903301287537
施設用洗剤 つめかえ用 泡スプレー容器	500mL	12本	幅 95 高さ 219 奥行 66	幅 414 高さ 229 奥行 237	0.1	1.3	ボトル:PE スプレー:PP,PE	4903301288763

■お問合せ先は

ライオンハイジーン株式会社

本社: 〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28

TEL 03(6739)9050 (大代表) <https://www.lionhygiene.co.jp/>

●このパンフレットは2023年4月現在のものです。
一部商品仕様等に変更がある場合もございますが、ご了承ください。
無断転載禁止! 他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁じます。

K-037827-A1